

KATALOG KOŃCÓWEK

DO SKALERÓW
POWIETRZNYCH



NSK

Przeznaczenie końcówek

Skaling str. 2



Perio str. 3



Perio (Utrzymanie w czystości) str. 4-5




Zabiegi minimalnej interwencji str. 6




Preparacja (Pod korony/wkłady) str. 7-8



V-Tip (Endodoncja) str. 9




SKALING



MODEL **S1**

Do usuwania:

- kamienia naddziąsłowego,
- kamienia z dziąsła brzeżnego.





KOD **Z252411**

- Typ uniwersalny

MODEL **S2**

Do usuwania kamienia naddziąsłowego.




KOD **Z252413**

- Typ sierpa

MODEL **S3**

Do usuwania:


- kamienia naddziąsłowego,
- kamienia z dziąsła brzeżnego.



KOD **Z252412**

- Typ perio







MODEL **S10**

Do usuwania:

- kamienia poddziąstłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych.



Przekrój



KOD **Z252420**

- Typ uniwersalny wąski

MODEL **S20**

Do usuwania:

- kamienia poddziąstłowego,
- biofilmu poddziąstłowego.



Przekrój


KOD **Z252441**

- Planing korzeni (Tip prosty)

MODEL **S21R**

Do usuwania:

- kamienia poddziąstłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- biofilmu poddziąstłowego.



Przekrój


KOD **Z252442**

- Planing korzeni (Tip zagięty prawostronnie)

MODEL **S21L**

Do usuwania:

- kamienia poddziąstłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- biofilmu poddziąstłowego.



Przekrój

KOD **Z252443**

- Planing korzeni (Tip zagięty lewostronnie)




PERIO (Utrzymanie w czystości)

Do oczyszczania oraz higienizacji protez i implantów.

Końcówki wykonane są ze specjalnego tworzywa, które czyści, nie uszkadzając implantów i metali.

MODEL V-P10

V-P10 służy do konserwacji uzupełnień. Jego kształt zapewnia dostęp do wszystkich obszarów zabiegowych.




KOD **Y900184**

- Pakowane po 3 szt
- Uchwyt S35 nie jest dołączony



MODEL V-P11R

V-P11R/L to podwójnie zakrzywione końcówki. Końcówki są wyjątkowo długie, bez problemu docierają do trudno dostępnych obszarów, bez kontaktu z sąsiadującymi zębami. Ich kształt zaprojektowano tak, aby pasowały do zębów o różnej morfologii, co sprawia, że jest to uniwersalna końcówka do szerokiego zakresu zastosowań, od zębów przednich po przedtrzonowce.



KOD **Y1002165**

- Końcówka zakrzywiona w prawo
- Pakowane po 3 szt
- Uchwyt S35 nie jest dołączony




MODEL V-P11L



KOD **Y1002166**

- Końcówka zakrzywiona w lewo
- Pakowane po 3 szt
- Uchwyt S35 nie jest dołączony

PERIO (Utrzymanie w czystości)



MODEL V-P12

V-P12 to dłuższa wersja popularnej końcówki V-P10. Ma szeroką gamę zastosowań.



KOD **Y1002167**

- Pakowane po 3 szt
- Uchwyt S35 nie jest dołączony



MODEL S35



Uchwyt do końcówek typu V.



KOD **Z252015**

- Zawiera klucz do wymiany końcówek typu E
- Końcówki nie są dołączone


MODEL Perio-Control Tips Air Scaler Kit



KOD **Y1002754**

- Uchwyt S35
- Zawiera klucz do końcówek typu E
- V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 (po 1 szt.)

ZABIEGI MINIMALNEJ INTERWENCJI










MODEL **S65D**

MODEL **S66D**

MODEL **S67D**

MODEL **S68D**

Kulisty kształt końcówek sprawia, że nadają się do delikatnych korekt, a także usuwania próchnicy z obszaru szyjek w przestrzeniach międzyzębowych.



KOD **Z252465**

KOD **Z252466**

KOD **Z252467**

KOD **Z252468**

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym




Usuwanie próchnicy z obszaru szyjek w przestrzeniach międzyzębowych.

PREPARACJA (Pod korony/wkłady)



MODEL **S71D**


Końcówki są płaskie i bezpieczne do minimalnej preparacji od strony mezialnej lub dystalnej.



KOD **Z252471**

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

MODEL **S72D**




KOD **Z252472**

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym



MODEL **S81D**

- Do wykańczania brzegów preparacji.
- Do wykańczania drobnych, ostrych krawędzi oraz bruzd dziąsłowych.



KOD **Z252469**

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym



PREPARACJA (Pod korony/wkłady)

MODEL **S82D**

MODEL **S83D**



MODEL **S86D**

Końcówki można stosować do wykańczania brzegów, po przygotowaniu obszaru za pomocą tradycyjnych wiertel. Końcówki umożliwiają wykończenie drobnych, ostrych krawędzi oraz bruzd dziąsłowych bez powodowania uszkodzeń. Nie da się tego osiągnąć za pomocą samych instrumentów obrotowych.





KOD **Z252462**

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym




KOD **Z252461**

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym




KOD **Z252460**

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym



V-TIP

System mocowania V-Tip firmy NSK jest innowacyjny, wielofunkcyjny i ekonomiczny. Uchwyt końcówek S75 jest oddzielnym elementem przeznaczonym do pilników endodontycznych. System V-Tip oferuje elastyczność i możliwość rozbudowy, aby sprostać szerokim wymaganiom klinicznym.



MODEL S75



KOD **Z252035**


• Zawiera klucz do końcówek typu E

V-TIP (Endodoncja)



Do opracowywania kanałów korzeniowych.


MODEL V-U15



KOD **Y900177**

• Długość całkowita 23 mm • ISO 15 • Pakowane po 6 szt.


MODEL V-U20



KOD **Y900178**

• Długość całkowita 23 mm • ISO 20 • Pakowane po 6 szt.


MODEL V-U25



KOD **Y900179**

• Długość całkowita 23 mm • ISO 25 • Pakowane po 6 szt.


MODEL V-U30



KOD **Y900180**

• Długość całkowita 23 mm • ISO 30 • Pakowane po 6 szt.

MODEL V-U35



KOD **Y900181**

• Długość całkowita 23 mm • ISO 35 • Pakowane po 6 szt.



Ti Max S970 skaler powietrzny



- Tytanowa rękojeść z odporną na uszkodzenia powłoką DURACOAT
- 3-stopniowy pierścień regulacji mocy
- Optyka ze szkła komórkowego
- Zawiera 3 typy (S1, S2, S3), Klucz dynamometryczny (CR-20) i Oślonę tipów (L)

Na szybkozłączkę NSK

Optic	MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
●	S970L	T1005
—	S970	T1020

Na szybkozłączkę KaVo

Optic	MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
●	S970KL	T1013

Na szybkozłączkę Dentsply Sirona

Optic	MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
●	S970SL	T1015

Optyka ze szkła komórkowego w wersjach S970L, S970KL, S970SL.
KaVo i Multiflex są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez KaVo Dental GmbH.
Dentsply Sirona i Sirona są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez Dentsply Sirona Inc.

 Sterylizacja w termodezynfektorze

 Sterylizacja w autoklawie

Wydany przez

makRomed
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Zastrzegamy prawo do zmiany specyfikacji prezentowanych produktów.

! www.makromed.com.pl !
! biuro@makromed.com.pl !
! +48 42 678 88 54 !
! ul. Czechosłowacka 1 !
! 92-216 Łódź !

Create it 